

claire

Hospital Bedhead



ITC
Ingeniería y Técnicas Clínicas



► Claire

► Is a hospital bedhead designed to respond to the highest requirements of aesthetics and functionality, becoming another architectural element of the environment. The mechanisms, except the gas outlets, are incorporated to its lower profile, parallel to the ground, thus being hidden by the front cover.

With basic components, our technical office will adapt dimensions, colours and the final equipment to the specific needs of each project upon demand.


► Es un cabecero diseñado para responder a las más altas exigencias de estética y funcionalidad, convirtiéndose en un elemento arquitectónico más del entorno. Los mecanismos, salvo las tomas de gases, se incorporan en su perfil inferior, paralelos al suelo, quedando ocultos por la tapa frontal.

Partiendo de unos componentes básicos, nuestra oficina técnica adapta bajo demanda las dimensiones, colores y equipamiento final, a las necesidades concretas de cada proyecto.

► Est une tête de lit dessinée pour répondre aux plus hautes exigences d'esthétique et de fonctionnalité, quand elle est installée s'intègre parfaitement parmi les autres éléments architectoniques. Tout mécanisme, sauf les pris de gaz, est installé dans son profil inférieur, en parallèle au sol, de façon qu'ils restent occultés derrière le couvercle frontal.

Avec quelques éléments de base, notre bureau technique adaptera à la carte les dimensions, la couleur et l'équipement final aux nécessités spécifiques de chaque projet.





④ Finishes

Different finishes are offered to personalize the bedheads by hospital areas, or incorporate the corporate image of the hospital.

④ Acabados

Se ofrecen distintos acabados permitiendo personalizar el cabecero por servicios, o incorporar la imagen corporativa del hospital.

④ Finitions

Il y a différents finitions ce qui permet personnaliser la tête de lit pour areas hospitaliers, ou intégrer l'image corporative de l'hôpital.



▷ Materials


Structure manufactured with extruded aluminium forming three independent and removable compartments. The front cover may contain a decorative image chosen by the customer. Cover ends in ABS (optionally also can be supplied in aluminium).

▷ Materiales

Estructura fabricada en aluminio extruido formando tres compartimentos independientes y registrables. La tapa frontal puede contener una imagen decorativa elegida por el cliente. Embellecedores extremos en ABS (opcionalmente también se puede suministrar en aluminio).

▷ Matériaux

Structure fabriquée en aluminium extrudé qui forme trois compartiments indépendants et enregistrables. Le couvercle frontale peut être décorée à la carte, avec l'image désirée. Couvercles latéraux en ABS (en option peut également être fourni en aluminium)



Dimensions / Dimensiones / Dimensions

The measurements are 122 mm depth, 233 mm height.

The length can be adjusted to each client's needs.

Las dimensiones son 122 mm de fondo, 233 mm de alto.

La longitud se podrá ajustar a las necesidades de cada cliente.

Les mesures sont 122mm en profondeur, 233mm d'hauteur.

La longueur peut être déterminée par le client.



▷ Available equipment

Electrical plugs, buttons, switches, handsets, equipotential plugs, RJ45 and all kinds of electric mechanisms. Integration of the medical gases according to the kind of outlet specified by the client.

▷ Equipamiento disponible

Bases de enchufe, pulsadores, interruptores, mandos aéreos, tomas equipotenciales, RJ45 y todo tipo de mecanismos eléctricos.

Integración de gases medicinales según el modelo de toma especificado por el cliente.

▷ Équipement disponible

Bas de prises de courant, boutons, commutateurs, système de commande aérien, prises équipotentielles, RJ45 et toutes sortes de mécanismes électriques. Intégration du réseau de gaz d'accord au modèle de connecteur et soupape spécifié par le client.



Regulations applied / Normativa aplicada / Normes appliquées:

Directiva 93/42/CEE - CE IIb
EN ISO 11197

ISO 13485
ISO 9001

