

Los caudalímetros de bola **Just Flow F Series** son apropiados para uso en centros hospitalarios con red de gas canalizado.



Características del Just Flow F

- Existen modelos para Oxígeno y para Aire Medicinal (*otros gases consultar*).
- La escala es **orientable 360°** para facilitar su lectura, con rangos de **0 a 4, 6 ó 15 l/min**.
- Disponibles con salida directa a vaso humidificador y con selector, que girando una pequeña maneta lateral o mediante un sistema revólver inferior, desvían el flujo del humidificador a una espiga para tubo.
- Pueden ser suministrados en versión individual o dobles y estar montados con conector directo a toma, sobre una grapa a raíl o brida rápida para barra de Ø38,0 mm y alimentados por un tubo flexible y con diferentes conectores europeos y americanos (*consultar la Sección de Just Plug Series*).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Acero Inoxidable, Aluminio Anodizado Natural, Policarbonato, Poliamida y Latón Cromado
Conexión de salida:	DISS 9/16"
Presión de entrada:	4,5 bar
Calibración:	101,3 kPa y 23°
Precisión:	± 10 %
Medidas:	Modelo sencillo: Ø31 x 140 mm Modelo salida doble maneta: Ø35 x 151 mm Modelo salida doble revólver: Ø31 x 160 mm
Peso:	Modelo sencillo: 130 grs Modelo salida doble maneta: 180 grs Modelo salida doble revólver: 215 grs
Normas:	Cumple con la Directiva 93/42/CEE Cumple con UNE-EN ISO 15002
GNMD:	61365

Referencias para rango de caudal 0 a 15,0 l/min.

	DIN 13260	NF S90-116	BS 5682
Just Flow F + Conector	11FLSXD15	11FLSXNF15	11FLSXBS15
Just Flow F S/doble + Conector	11FLUXD15	11FLUXNF15	11FLUXBS15
Just Flow F Montaje doble	11FRSXDN15	11FRSXNF15	11FRSXBS15
Just Flow F Montaje doble - S/doble	11FRUXDN15	11FRUXNF15	11FRUXBS15
Just Flow F Rail - Grapa de pomo	13FPSXD15	13FPSXNF15	13FPSXBS15
Just Flow F Rail - Grapa de pulsador	13FLSXDN15	13FLSXNF15	13FLSXBS15
Just Flow F Rail - S/doble - Grapa pomo	13FPUXD15	13FPUXNF15	13FPUXBS15
Just Flow F Rail - S/doble - Grapa pulsador	13FLUXD15	13FLUXNF15	13FLUXBS15
Just Flow F Rail - M/doble - Grapa pomo	13FTSXDN15	13FTSXNF15	13FTSXBS15
Just Flow F Rail - M/doble - Grapa pulsador	13FSSXD15	13FSSXNF15	13FSSXBS15
Just Flow F Rail - M/doble-S/doble - Gr. pomo	13FTUXDN15	13FTUXNF15	13FTUXBS15
Just Flow F Rail - S/doble-M/doble - Gr. pulsador	13FSUXDN15	13FSUXNF15	13FSUXBS15
Just Flow F Brida Ø38,0 mm	14FLSXDN15	14FLSXNF15	14FLSXBS15
Just Flow F S/doble a Brida Ø38,0 mm	14FLUXDN15	14FLUXNF15	14FLUXBS15
Just Flow F M/doble a Brida Ø38,0 mm	14FRSXDN15	14FRSXNF15	14FRSXBS15

¹ Para modelos de Aire Medicinal, sustituir **X** por **M** (otros gases consultar).

² Para otros caudales, sustituir **15** por **04** ó **06**, en función de caudales de 4 l/min ó 6 l/min (otros caudales consultar).

³ Para otras normas de gases consultar.

⁴ Otros modelos consultar.

