



Accesorios

Selector de flujo



El Selector de Flujo es un dispositivo preparado para poder seleccionar en caudalímetros una salida seca o húmeda a través de vaso humidificador, sin necesidad de desmontar componentes:

- Se intercala entre caudalímetros y vasos humidificadores que dispongan del estándar DISS como conexión.
- Dispone de una salida inferior para frasco humidificador DISS (no incluido) y de una lateral para salida directa, fácilmente seleccionable mediante un mando de cuarto de vuelta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Aluminio Anodizado Natural, Latón Cromado y Nylon
Conexión de salida:	DISS 9/16"
Medidas:	Ø25,0 x 60,0 mm
Peso:	100,0 grs