



Camillas y soportes

Soportes de camilla



Soporte de fuelle. Soporte para camilla de emergencias que se abre y cierra sin necesidad de utilizar herramientas.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Está fabricado con perfiles de aluminio anodizado.

Dimensiones:

- Cerrado: 60 x 19 x 88 cm
- Abierto: 60 x 114 x 88 cm
- Peso total: 6,8 Kg

Soporte preensamblado. Soporte para camilla de emergencias compuesto por dos semisoportes que se ensamblan.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Está fabricado con perfiles de aluminio anodizado.

Dimensiones:

- Cerrado: 6 x 59 x 144 cm
- Abierto: 120 x 59 x 78 cm
- Peso total: 6,25 Kg



Soporte plegable. Soporte para camilla de emergencias que mediante un pasador se pliega hasta adaptarse todos los componentes en un plano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Está fabricado con perfiles de aluminio anodizado.

Dimensiones:

- Cerrado: 6 x 57 x 183 cm
- Abierto: 102 x 57 x 64 cm
- Peso total: 9,0 Kg