



Accesorios

Frascos recolectores

El Frasco recolector está diseñado para recoger fluidos de aspiración. Incorporan sistema antirreflujo y están disponibles en 300 ml, 500 ml, 1000 ml y 2000 ml.

- Su conexión metálica y los materiales empleados en la fabricación, permiten que pueda ser reutilizado tras su esterilización.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frasco 300 cc

Materiales:	PC, PA, Latón cromado y NBR
Conexión:	DISS 3/4-16 UNF
Esterilización:	Esterilizable en autoclave hasta 121 °C, 1,3 kPa (máximo 40 ciclos)
Nivel máximo de llenado:	11VSRC0300: 300 cc



Frasco 500 cc, 1000 cc y 2000 cc

Materiales:	PC, PA y chapa lacada en RAL 9010
Conexión:	Tubos flexibles
Esterilización:	Esterilizable en autoclave hasta 120 °C
Nivel máximo de llenado:	11VSRC0500: 500 cc 11VSRC1000: 1000 cc 11VSRC2000: 2000 cc

